

Deze revolutionaire methode is effectief en over het algemeen pijnloos.

Geen beugels of scherpe, ruwe oneffenheden meer.

Deze techniek is toe te passen bij veel soorten probleemnagels.


Het ziet er natuurlijk uit en is bijna niet te onderscheiden van uw eigen nagel, dus vooral heel mooi.

Deze mooie techniek kan o.a. ingezet worden bij:

- zwakke nagels
- ingegroeide nagels
- tunnelnagels
- traumanagels
- stootnagels

De speciaal ontwikkelde Arkada-serum die bij deze techniek wordt gebruikt is een collageenserum dat zilverionen bevat.

Dit serum herstelt de nagel en het voorkomt een overgroei aan schimmels.



0529-462727

Arriërpoot 2

7731GG Ommen

www.voetenenwelzijn.nl

De Arkada techniek is een corrigerende procedure voor ingroeïende nagels. Het wordt met regelmaat toegepast, wanneer andere ingrepen of behandelmethoden geen resultaat bieden.

Een ingroeïende nagel komt veel voor, zowel bij mannen, vrouwen als kinderen. Helaas is het veelal onbekend dat er diverse behandelmethoden voor deze aandoening zijn.

Een drastische ingreep als het verwijderen of deels verwijderen van de nagel is lang niet altijd nodig.

Patiënten voelen direct verlichting na één behandeling, wat in de meeste gevallen voldoende is om de problematiek het hoofd te bieden.

Gewoonlijk is één behandeling voldoende, echter in sommige situaties is een maandelijkse controle-afspraken nodig. Tijdens de controle-afspraken is het mogelijk dat een kleine aanpassing wordt uitgevoerd, zodat het optimale resultaat kan worden behaald. Het aantal controles hangt af van het type, convexiteit (de kromming van de nagel) en mate van groei van de nagel.

Wij behandelen niet bij (Contra-indicaties) neoplasia (kanker) en onychatrophia (atrofie van de nagels).

De behandeling bestaat uit 3 fases:

1. Thuis voorbehandelen met speciaal ontwikkelde Arkadaserum
2. De behandeling in de praktijk
3. De nabehandeling thuis met de Arkadaserum



Vóór de behandeling



Ná de behandeling



Adrian Arkada heeft dit mooie instrument, “de teenstabilisator” ontwikkeld, waarmee effectief, snel en 100% veilig de ingroeïende nagel kan worden behandeld. In feite is de teenstabilisator het extra paar handen voor de specialist.

Met behulp van speciale “lepeltjes” wordt de nagelplaat gestabiliseerd en gevormd. Natuurlijk worden alle instrumenten, lepeltjes en de teenstabilisator zelf, gedesinfecteerd na elke behandeling.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met medisch pedicure praktijk Voeten en Welzijn

Verder is het van belang dat u de adviezen over het voorkomen van ingroeïende nagels ter harte neemt.

Uw inzet draagt bij aan het resultaat.

